

# deconex® 64 NEUTRADRY

## Neutralno biokompatibilno sredstvo za ispiranje i sušenje

Za ponovnu obradu medicinskih instrumenata i pribora u uređajima za pranje i dezinfekciju (WD)



### Upotreba

Sredstvo deconex 64 NEUTRADRY se koristi za ispiranje i sušenje medicinskih instrumenata i pribora u mašinama za pranje. Stavlja se u poslednju vodu za ispiranje koja ujedno služi i za toplotnu dezinfekciju (80–93 °C).



### Karakteristike

deconex 64 NEUTRADRY

- smanjuje površinski napon vode,
- skraćuje vreme sušenja do 50%,
- ispunjava uslov biokompatibilnosti (uz odgovarajući sertifikat),
- ima pH neutralnu vrednost i
- ovlaš podmazuje zglobove.

### Sastojci

Površinske aktivne materije, organske kiseline i konzervansi

### Hemijske i fizičke karakteristike

pH vrednost	1% rastvor u demineralizovanoj vodi	oko 7,9
Gustina	koncentrat	1,0 g/ml
Izgled	koncentrat	prozirna, bezbojna-žućkasta tečnost

### Doziranje

0,3–1,0 ml/l (u zavisnosti od kvaliteta vode)

### Uputstvo za upotrebu

Za toplotnu dezinfekciju/poslednje ispiranje uvek koristite dejonizovanu vodu.

### Kompatibilnost sa materijalima

Ovaj proizvod je kompatibilan sa širokim spektrom materijala. Međutim, treba voditi računa o sledećem:

U slučaju kontakta sa sredstvom za ispiranje, kod dodataka priboru za anesteziju od polisulfona (PSU) i polifenil-sulfona (PPSU), kao što su spojne cevi za laringalnu masku, ventili, adapteri i delovi poklopaca posuda instrumenata, mogu da nastanu pukotine usled naprezanja. Pre upotrebe, testirajte podesnost tih delova.

# deconex® 64 NEUTRADRY

## Raspoloživost

Raspitajte se kod lokalnog predstavnika o raspoloživim pakovanjima.

Posude, zatvarači i etikete su izrađeni od polietilena koji se može reciklirati.

## Dodatne informacije

Informacije o bezbednosti na radu, skladištenju i uništavanju/uklanjanju otpada potražite u odgovarajućem bezbednosnom listu.

Iskoristite naše obimno znanje! Pružićemo vam dodatne informacije u vezi sa vašom konkretnom primenom.

## Proizvođač:

### Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch

Sve date informacije zasnivaju se na našem trenutnom znanju i ne predstavljaju pravno obavezujuću garanciju za specifična svojstva proizvoda.